



COVIDIEN

positive results for life™

Termómetro GENIUS™ 2 guía de limpieza

Su termómetro GENIUS 2 debe inspeccionarse siempre antes de usar.

Siga estas sencillas instrucciones paso a paso para garantizar el máximo rendimiento de su termómetro timpánico por infrarrojos GENIUS 2.

Recuerde siempre:

- Use siempre una funda nueva para sonda GENIUS 2 ACCUSYSTEM™ por cada lectura de temperatura
- NO remoje, sumerja ni lave el termómetro GENIUS 2 debajo del agua
- Nunca utilice un estropajo ni un limpiador abrasivo en el termómetro GENIUS 2
- El termómetro GENIUS 2 no es estéril. No esterilice este aparato con óxido de etileno, en autoclave ni por calor
- Es aceptable el uso ocasional de una mezcla de agua/hipoclorito (10:1) o de una toallita con alcohol isopropílico para limpiar el mango y la base. Asegure que la pantalla LCD no sea limpiado con esta solución. Tenga en cuenta que el uso excesivo de esta solución podría dañar la carcasa del termómetro
- Por favor utilice el manual de instrucciones para más información



1
Asegúrese siempre de que su termómetro GENIUS 2 esté limpio, especialmente la lente de la punta de la sonda. Una lente sucia disminuirá la lectura de la temperatura.



2
Siempre debe inspeccionarse la lente antes de usar. Debe tener un acabado lustrado y no tener ningún residuo, huella digital o mancha.



3
Para la limpieza rutinaria de la lente utilice un paño que no desprenda hilos. Si la lente sigue sucia límpiela con un paño o bastoncillo de algodón humedecido en agua tibia o con toallitas de alcohol isopropílico.



4
Cuando limpie la lente, la punta de la sonda debe mirar hacia abajo. Siga este procedimiento limpiando la lente con un paño para lentes que no desprenda hilos para retirar el exceso de la película de alcohol.



5
Para limpiar el mango y la base, use agua templada y un detergente suave. La temperatura del agua no debe superar 55° C.



6
Vuelva a colocar el termómetro en su unidad base y deje que se seque durante 45 minutos antes de usar el termómetro.



No use alcohol en la pantalla LCD ya que esto podría dañarla.

Para más información llamar al:

93 475 86 68

O visítenos: www.covidien.com